

Тредмил Enraf Nonius EN-Motion

ФСЗ 2011/11127

беговая дорожка, управление программное / ручное, с дисплеем, вес пациента до 235 кг, 44 программ, обратный ход, макс. скорость 18 км/ч, 2120×860×1480 мм

Biodex Medical, США



Характеристики

Вид	беговая дорожка
Управление	программное / ручное
С дисплеем	Да
Максимальный вес пациента	235 кг

Беговая дорожка

Количество программ тредмила	44
Обратный ход	Да
Наклон	от -10° до +15 °
Максимальная скорость тредмила	18 км/ч
Размер	2120×860×1480 мм
Размер бегового полотна	1500×500 мм
Вес	155 кг

Дополнительные характеристики

Тредмил Enraf Nonius EN-Motion - отличный выбор для отделений реабилитации и восстановления как в комплексе с другими тренажерами фирмы Enraf Nonius, так и в составе любых других комплексов. Благодаря таким отличительным чертам как грузоподъемность (235 кг), дополнительная платформа и дополнительные поручни в начале полотна упражнения на дорожке EN-Motion доступны и комфортны для любых пациентов на любой стадии восстановления.

Особенности:

- максимальный вес пациента - 235 кг;
- диапазон регулирования скорости движения: 0.4 - 18 км/ч (с шагом 0.1 км/ч);

- параметры, отображаемые на дисплее: время, дистанция, работа (в ккал), ЧСС;
- угол наклона: от -10 до +15;
- габариты: 2120×860×1480 мм;
- цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
- встроенные программы тренировок - 14;
- пользовательские программы тренировок - 30;
- встроенные кардиологические и ортопедические тесты - 12;
- тест хромоты;
- дополнительная система экстренного торможения;
- вес беговой дорожки - 140 кг.