

Тредмил GE CASE T 2100

РЗН 2016/4034

беговая дорожка, управление программное / ручное,
вес пациента до 204 кг, макс. скорость 22.5 км/ч

General Electric Company, США



Характеристики

Вид	беговая дорожка
Управление	программное / ручное
Максимальный вес пациента	204 кг

Беговая дорожка

Наклон	25 °
Максимальная скорость тредмила	22.5 км/ч
Размер бегового полотна	152 мм

Дополнительные характеристики

Тредмил GE CASE T 2100 для проведения стресс-тестирования обеспечивает беспрецедентную безопасность пациента, надежность и точность исполнения команд. **Беговая дорожка GE CASE T 2100** работает в паре с управляющей стресс-системой CardioSoft или CASE, а также ЭКГ-аппаратами с функцией стресс-тестирования.

Особенности:

- допустимый вес пациента 204 кг;
- максимальная скорость - 22.5 км/ч;
- регулируемый угол наклона от 0 - 25°;
- длина полотна - 152 см;
- 3 PS-мотор;
- автоматическая калибровка по скорости и углу наклона;
- цифровой контроль, гарантирующий точное выполнение заданных команд;
- два режима остановки стресс системы;
- полный комплект перил;
- кнопка экстренной остановки;
- полный комплект фронтальных и боковых перил, являются стандартом комплектации;
- дополнительно может комплектоваться набором перил для детей (крепление на фронтальных перилах).