

Тредмил Lode Valiant

ФСР 2010/06875

беговая дорожка, управление программное / ручное,
вес пациента до 160 кг, макс. скорость 20 км/ч,
2130×900×1350 мм

LODE B.V., Нидерланды



Характеристики

Вид	беговая дорожка
Управление	программное / ручное
Максимальный вес пациента	160 кг

Беговая дорожка

Наклон	25 °
Максимальная скорость тредмила	20 км/ч
Размер	2130×900×1350 мм
Размер бегового полотна	500×1500 мм
Вес	149 кг

Дополнительные характеристики

Беговая дорожка Lode Valiant разработана для различных целей эргометрии. Она может управляться с помощью внешнего оборудования или использоваться как самостоятельное устройство.

Особенности:

- максимальный вес пациента - 160 кг;
- положительный наклон - 25%;
- отрицательный наклон (опционально) -10%;
- максимальная скорость 20 км/ч;
- минимальная скорость 0.5 км/час;
- шаг изменения скорости - 0.1 км/ч;
- размер рабочей поверхности - 1500×500 мм;
- максимальная потребляемая мощность - 1.8 кВт;
- вес изделия - 149 кг;
- контроль скорости, угла наклона, частоты сердечных сокращений, времени, расстояния;
- ручной режим работы;

- режим работы по протоколу;
- режим быстрого старта.