

Тредмил Орторент

РЗН 2022/17693

беговая дорожка, управление программное

Орторент ООО, Россия



Характеристики

Вид	беговая дорожка
Управление	программное

Беговая дорожка

Наклон	14 °
--------	------


Дополнительные характеристики

Тренажёр реабилитационный беговая дорожка (тредбан, тредмилл) с биологической обратной связью Орторент - предназначенный для занятий лечебной физкультурой, кардиотренировок, занятий по возобновлению навыков ходьбы, упражнений для развития равновесия и учебе ходьбе. Это комплексная система реабилитации, позволяющая лечащему врачу параметризовать программу тренировки пациента.

Варианты исполнения:


☐ **модель Детскафс** (с электрическим и механическим поднятием поручней) предназначена для эксплуатации детьми ростом от 800 до 1600 мм.

Image not found or type unknown




- ☐ **модель Стандарт** (с электрическим и механическим поднятием поручней) предназначена для эксплуатации мужчинами и женщинами ростом до 2000 мм включительно.

Image not found or type unknown



- ☐ **модель Академика Лядова** предназначена для эксплуатации мужчинами и женщинами до 2000 мм включительно с учётом следующих дополнительных особенностей:
 - наличие широкого полотна позволяет находиться на беговой дорожке одновременно пациенту и лечащему врачу;
 - наличие пандуса в комплекте поставки с беговой дорожкой позволяет имитировать ступень при входе в общественный транспорт (автобус, троллейбус и проч.).

Image not found or type unknown



Основные габаритно-весовые характеристики моделей беговой дорожки:

Параметр	модель Детская	модель Стандарт	модель Академика Лядова
Габаритные размеры беговой дорожки (В×Ш×Д)	780×890×1840 мм	950×1110×2250 мм	900×1680×3030 мм
Масса беговой дорожки	150 кг	174 кг	202 кг
Рабочий размер бегового полотна (Ш×Д)	590×1320 мм	810×1630 мм	1460×1370 мм
Минимальное расстояние между поручнями	560 мм	690 мм	1590 мм
Максимальное расстояние между поручнями	830 мм	1055 мм	1590 мм
Изменение высоты боковых поручней	570 мм	570 мм	990 мм
Минимальная высота стандартных боковых поручней от полотна дорожки	560 мм	560 мм	600 мм
Минимальная высота откидных боковых поручней от полотна дорожки	300 мм	300 мм	—
Максимальная высота стандартных боковых поручней от полотна дорожки	1120 мм	1120 мм	1570 мм
Максимальная высота откидных боковых поручней от полотна дорожки	800 мм	800 мм	-
Диаметр поручней	40 мм	40 мм	40 мм
Толщина деки	21 мм	21 мм	21 мм

□ **Преимущества модели Детская:**

- подходит для детей ростом от 80 до 160 см;
- функция защиты от пересечения пациентом края полотна;
- технология БОС и формирование протоколов сеансов терапии;
- встроенные мотивационные игры и возможность задания индивидуальных;
- синхронизация скорости работы полотна с длиной и шириной шага пациента;

- безопасная скорость бегового полотна от 0,1 до 13 км/ч, с шагом настройки 0,1 км/ч;
- дополнительная настраиваемая проекция шагов на беговом полотне для мотивации пациента и тренировки координации;
- поддержка и разгрузка веса тела пациента за счёт подвеса или рельсовых систем;
- инициация движения полотна посредством совершения первого шага;
- возможность синхронизации с ЧСС и пульсоксиметром;
- кнопки экстренной остановки с обеих сторон дорожки.

Скачать брошюру о модели Детская в pdf

□ **Преимущества модели Стандарт:**

- встроенные и индивидуальные программы с мотивационными играми;
- синхронизация работы дорожки с длиной и шириной шага пациента;
- регулировка плавности ускорения бегового полотна от минимальной скорости 0,1 км/ч до 13 км/ч, с шагом 0,1 км/ч;
- дополнительная синхронизация с ЧСС, ЭКГ и пульсоксиметром;
- технология БОС и формирование протоколов сеансов терапии;
- регулировка боковых поручней точно под рост пациента;
- лазерные радары от заступа спереди и сзади;
- кнопки экстренной остановки с обеих сторон.

Скачать брошюру о модели Стандарт в pdf

□ **Преимущества модели Академика Лядова:**

- возможность для врача одновременно находится с пациентом на беговом полотне во время занятий;
- формирование протоколов сеансов тренировок, наличие встроенных и индивидуальных программ;
- электронная регулировка поручней точно под рост пациента;
- технология БОС и синхронизация дорожки с длиной и шириной шага пациента;
- безопасная регулировка скорости бегового полотна от 0,1 до 13 км/ч с шагом настройки в 0,1 км/ч;
- комбинирование с подвесными рельсовыми системами ПРМ-01 и ПРМ-02;
- установка поручней общественный транспорт и использование с лестницей и пандусом;
- возможность совместного использования с ходунками;
- входит в программу «Умный зал функционально-пространственной реабилитации».

Скачать брошюру о модели Академика Лядова в pdf