

Тредмил Proxomed Kardiomed 700 Mill Alpin

РЗН 2013/683

беговая дорожка, управление программное / ручное, с дисплеем, макс. скорость 25 км/ч, 2100×825×1400 мм

Proxomed Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	беговая дорожка
Управление	программное / ручное
С дисплеем	Да

Беговая дорожка

Наклон	20 °
Максимальная скорость тредмила	25 км/ч
Размер	2100×825×1400 мм
Размер бегового полотна	1500×500 мм
Вес	178 кг

Дополнительные характеристики

Беговая дорожка Proxomed Kardiomed 700 Mill Alpin - идеальная модель для проведения функциональных тестов, эффективных кардиотренировок и тренировок на выносливость. Прекрасно подходит как для начинающих, так и для хорошо подготовленных пользователей.

Особенности:

- сенсорный экран высокой четкости, возможность выбора тренировочных программ;
- встроенная система считывания чип-карт;
- кнопка аварийной остановки;
- система защиты с магнитным тормозом;
- возможен контроль ЧСС с помощью датчика POLAR.

Тренировочные программы:

- быстрый старт;
- контроль пульса;

- постоянная нагрузка;
- переменная нагрузка;
- различные профили.

Технические характеристики:

- Размер (Д×Ш×В): 2100×825×1400 мм;
- Масса: 178 кг;
- Наклон: 0 - 20%;
- Диапазон скорости: 0.2 - 25 км/ч.