

Тредмил Proxomed Kardiomed 700 Mill Tour

РЗН 2013/683

беговая дорожка, управление программное / ручное, с дисплеем, макс. скорость 25 км/ч, 2100×830×1400 мм

Proxomed Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	беговая дорожка
Управление	программное / ручное
С дисплеем	Да

Беговая дорожка

Наклон	15 °
Максимальная скорость тредмила	25 км/ч
Размер	2100×830×1400 мм
Размер бегового полотна	1500×500 мм
Вес	178 кг

Дополнительные характеристики

Беговая дорожка Proxomed Kardiomed 700 Mill Tour - идеальная модель для проведения функциональных тестов, эффективных кардиотренировок и тренировок на выносливость. Прекрасно подходит как для начинающих, так и для хорошо подготовленных пользователей.

Особенности:

- система работы с чип-картами для записи тренировок, возможность выбора тренировочных программ;
- современный функциональный дизайн с безопасной рамой-поручнями и «высотой входа» 18 см;
- кнопка быстрой перезагрузки;
- размер полотна 1500×500 мм;
- наклон полотна: -5 - 15%;
- скорость 0 - 25 км/ч;
- габариты (Длина×Ширина×Высота): 2100×830×1400 мм;
- электропитание: 2.2 кВт, 220 В;
- вес: 178 кг.