

Тредмил Woodway PPS Med

ФСЗ 2010/06043

беговая дорожка, управление программное / ручное, с дисплеем, вес пациента до 225 кг, 18 программ, обратный ход, 1730×970×1320 мм

Woodway, США



Характеристики

Вид	беговая дорожка
Управление	программное / ручное
С дисплеем	Да
Максимальный вес пациента	225 кг

Беговая дорожка

Количество программ тредмила	18
Обратный ход	Да
Наклон	20 °
Размер	1730×970×1320 мм
Размер бегового полотна	1730×560 мм
Вес	205 кг

Дополнительные характеристики

Беговая дорожка Woodway PPS Med используется преимущественно в медицине для физиотерапии и реабилитации. Поверхность полотна сделана из специальной твердой резины, которая в момент толчка при беге или ходьбе поглощает нагрузку. Устройство оснащено ремнем безопасности и кнопкой аварийной остановки. Настройка данных осуществляется при помощи пульта. В систему возможно загрузить медицинские показатели и тесты.

Особенности:

- количество программ - 18;
- максимальный вес пользователя - 225 кг;
- размер бегового полотна - 173×56 см;
- максимальная скорость - 20 км/ч;

- максимальный угол наклона - 20°;
- компенсаторы неровности пола;
- нагрудный кардиодатчик (в комплекте);
- транспортировочные ролики / колеса;
- отслеживание сердечного ритма в ходе тренировки;
- отображение текущей скорости;
- отображение угла наклона;
- отображение пройденного расстояния;
- отображение времени тренировки;
- отображение расхода калорий.