


Трехсахарный железосодержащий агар Triple Sugar Iron Agar (M021/M021I)

ФСЗ 2009/03705

агар, TSI (трехсахарный железосодержащий), для дифференциации патогенных кишечных бактерий, флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг



HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия

Характеристики

Тип	агар
Вид	TSI (трехсахарный железосодержащий)
Назначение	для дифференциации патогенных кишечных бактерий
Упаковка	флакон
Фасовка	100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Этот агар используют для дифференциации патогенных кишечных бактерий по их способности ферментировать углеводы и образовывать сероводород.