

Тренажер Э.Н.Д.О. Сфера для имитации лапароскопических вмешательств

лапароскопический симулятор, для лапароскопии

СуперМедСквад ООО, Россия



Характеристики

Тип	лапароскопический симулятор
Назначение	для лапароскопии
Комплектующие	Комплект поставки: Тренажер «Сфера» – 1 шт. Фиксатор положения камеры – 1 шт. Вставка для установки инструментов – 11 шт. Имитация передней брюшной стенки – 1 шт. Инструкция по эксплуатации – 1 шт. Транспортная упаковка – 1 шт.

Дополнительные характеристики

Предназначен для отработки лапароскопических навыков.
Особенностью конструкции является возможность вертикального перемещения фиксатора камеры, что позволяет визуализировать пространство в нижней и верхней части тренажера. Данная особенность позволяет работать не только с учебными макетами расположенными в нижней части тренажера, но и с имитацией передней брюшной стенки для отработки IPOM пластики.

Опционально:
Настольная система для установки тренажера Э.Н.Д.О., стойка.



Комплектация медицинских тренажеров Э.Н.Д.О. настольной системой для установки позволяет комфортно и компактно обустроить рабочее место курсанта на любой плоскости.

Дополнительные возможности стойки:

- удобное расположение тренажера на любой плоскости;
- регулировка монитора по высоте;
- в самой стойке есть розетка с удлинителем.

Описание

Все разрабатываемые модули совместимы с данной стойкой

Комплект поставки:

1. Основание стойки с фиксатором для плоскости – 1 шт.
2. Вертикальная направляющая – 1 шт.
3. Полка для установки клавиатуры и видеоконтроллера – 1 шт.
4. Система фиксации монитора с креплением «вега» – 1 шт.
5. Устанавливаемый пилот на пять розеток 200 Вольт с предохранителем – 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации- 1 шт.
7. Транспортировочная упаковка 1 шт.

Монитор не входит в базовую комплектацию, данная позиция согласовывается с менеджером.