

Реабилитационный тренажер Kinetec Brevia ankle CPM

ФСЗ 2008/01575

стационарное оборудование, реабилитация нижних конечностей, разрабатывает голеностопный сустав

Kinetec S.A.S., Франция



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	нижних конечностей
Разрабатывает	голеностопный сустав
Положение пациента	лежа / сидя
Показания к применению	Пассивная подвижность при следующих переломах с внутренней фиксацией: - перелом лодыжки - большеберцовый перелом внутренней и верхней лодыжек - перелом таранной кости - перелом пятки Мобилизация суставов стопы после хирургического или консервативного лечения повреждений: - пяточного сухожилия - боковой коллатеральной связки - средней коллатеральной связки - хирургическое удлинение пяточного сухожилия при посттравматической тугоподвижности
Размеры	560×370×450 мм
Масса	12.5 кг

Описание

Реабилитационный тренажер для голеностопного сустава Kinetec Brevia ankle (Кинетек Брева анкл)

позволяет анатомически корректировать движение лодыжки и задней части стопы. Его можно использовать, лежа в кровати или сидя на стуле.

Режимы работы:

- подошвенное сгибание / тыльное сгибание

- эверсия / инверсия.

Режимы работы:

- разминка;
- модуляция;
- работа в обход ROM;
- работа по времени;
- работа по одной из 16 выборочных программ.