

Реабилитационный тренажер Kinetec Performa knee CPM

ФСЗ 2008/01571

стационарное оборудование, реабилитация нижних конечностей, разрабатывает голеностопный сустав / коленный сустав / тазобедренный сустав

Kinetec S.A.S., Франция



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	нижних конечностей
Разрабатывает	голеностопный сустав / коленный сустав / тазобедренный сустав
Положение пациента	сидя
Размеры	109×33×35 мм
Масса	15 кг

Описание

Performa knee (Перформа Ни) – реабилитационный тренажер для CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов (тренажер для механотерапии нижней конечности). Комплектация с комфортными пластиковыми держателями.

Анатомический дизайн обеспечивает идеальное движение колена в тренажере. Возможность настройки на пациентов с различным ростом, начиная с маленьких детей и заканчивая крупными взрослыми людьми. Мягкие подкладки для комфорта и гигиены.

Performa обеспечивает анатомическое позиционирование бедра, колена и лодыжки в соответствии с углом, устанавливаемом на дистанционном пульте управления. Свободное промежуточное пространство обеспечивает комфорт пациента. В функции ручного управления входит управление углом сгибания, скоростью, задержкой, настройка таймера и пределов болевых ощущений для датчиков боли. К тренажеру также может быть подключен мышечный симулятор.