

Реабилитационный тренажер Kinetec Centura 5 shoulder CPM

ФСЗ 2008/01572

стационарное оборудование, реабилитация верхних конечностей, разрабатывает локтевой сустав / плечевой сустав

Kinetec S.A.S., Франция



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	верхних конечностей
Разрабатывает	локтевой сустав / плечевой сустав
Положение пациента	сидя
Плечевой сустав	сгибание/разгибание выпрямленной руки от 0° до 110° сгибание/разгибание согнутой руки от 30° до 110°
Локтевой сустав	сгибание / разгибание локтя: -10°–135°
Показания к применению	- операция на манжете мышц-вращателей - полная замена плечевого сустава «Замороженное плечо» - переломы и вывихи, требующие реконструктивной операции на ключице, лопатке, АС сустава или плечевого сустава - артротомия - акромиопластика - ожоги
Размеры	560×1000×760 мм
Масса	22 кг

Описание

Kinetec Centura 5 shoulder CPM – модель реабилитационного тренажера с возможностью горизонтального отведения и приведения в диапазоне 30°–0°–110°. Возможность пассивной разработки как плечевого, так и локтевого суставов.

Сгибание / разгибание локтя: -10°–135°.