

Реабилитационный тренажер Kinetec Centura B&W shoulder CPM

ФСЗ 2008/01572

стационарное оборудование, реабилитация верхних конечностей, разрабатывает плечевой сустав

Kinetec S.A.S., Франция



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	верхних конечностей
Разрабатывает	плечевой сустав
Положение пациента	лежа
Плечевой сустав	сгибание/разгибание выпрямленной руки от 0° до 110° сгибание/разгибание согнутой руки от 30° до 110°
Показания к применению	- операция на манжете мышц-вращателей - полная замена плечевого сустава «Замороженное плечо» - переломы и вывихи, требующие реконструктивной операции на ключице, лопатке, АС сустава или плечевого сустава - артротомия - акромиопластика - ожоги
Размеры	560×1000×760 мм
Масса	22 кг

Описание

Kinetec Centura B&W shoulder CPM – реабилитационный тренажер для CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) плечевого сустава. Модификация без кресла: может использоваться как прикроватная модель (для лежачих пациентов) или для пациентов в инвалидных колясках.

Характеристики:

- Пульт дистанционного управления с цифровым дисплеем, позволяющий легко настроить тренажер для каждого пациента.
- Функция блокировки кнопок пульта от случайного нажатия.
- Широкий диапазон движений.
- Полный спектр аксессуаров, предназначенный для удовлетворения всех необходимых потребностей.

- Возможность шестиступенчатой настройки силы сопротивления, после преодоления которой тренажер начинает движение в обратную сторону.

Сгибание / разгибание выпрямленной руки от 0° до 110°

Сгибание / разгибание согнутой руки от 30° до 110°