

Тренажер Gaumard S411 для выполнения люмбальной пункции

обучающая модель, для люмбальной пункции

Gaumard, США



Характеристики

Тип	обучающая модель
Назначение	для люмбальной пункции

Дополнительные характеристики

Тренажер для выполнения люмбальной пункции S411 обеспечивает реалистичные тактильные ощущения, сочетающиеся с подачей жидкости и системой давления, позволяя отбирать пробы и измерять давление цереброспинальной жидкости (CSF). Тренажер идеален для отработки инъекций местной анестезии, приемов асептики, введения иглы между позвонками, люмбальной пункции и эпидуральных процедур. Сменная вставка спинного мозга со слоем кожи, подкожным слоем, соединительной тканью и поясничными позвонками. Анатомические особенности включают: подвздошные гребни, поясничные позвонки L2 – L5, жёлтую связку, эпидуральное пространство и твёрдую мозговую оболочку. Возможность введения иглы между позвонками. Реалистичное сопротивление иглы, в том числе звуки при прохождении иглы через жёлтую связку и твёрдую мозговую оболочку. Самовосстанавливающаяся кожа выдерживает 15 проколов иглой №18 и 25 проколов иглой №22 до замены. Возможность простого заполнения имитируемой цереброспинальной жидкости (CSF) и установки давления жидкости, что позволяет стажерам отбирать пробы и измерять давление при заборе CSF. Увеличение или уменьшение давления в системе регулируется простым нажатием кнопки. Светодиодный дисплей показывает установленный уровень давления: от низких до высоких значений. Возможность отработки процедуры для положения пациента лежа на левом боку или сидя. Тренажер может использоваться для отработки приемов асептики и местной анестезии в месте прокола.