

Тренажер Laerdal Arterial Stick Arm Kit для забора артериальных проб

рука, для инъекций

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	рука
Назначение	для инъекций
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Артикул: 375-80001

Arterial Stick Arm Kit Тренажер для забора артериальных проб - реалистичный симулятор тренажер руки взрослого мужчины с артериями, подходящими для инъекций создан для отработки забора артериальных проб крови на анализ газового состава.

Дополнительно:

375-80150 - Кожа и артерии.