

Тренажер Laerdal IV Torso для обучения пункции центральных вен

торс, для катетеризации центральных вен

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	торс
Назначение	для катетеризации центральных вен
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Артикул: 260-05001

Тренажер для обучения пункции центральных вен IV Torso (Laerdal) - самый реалистичный тренажер для обучения пункции и катетеризации центральных вен взрослого человека. Тренажер позволяет отрабатывать технику внутривенного доступа при расширенной сердечнолегочной реанимации и при травмах.

Преимущества: позволяет студентам максимально приблизиться к реальности. Области для внутривенного доступа моделируются мягкими накладками. Они покрыты реалистичной кожей, которая имитирует ощущения прикосновения к человеческой коже. Вены в накладках обеспечивают естественное сопротивление при проколе и появление крови в шприце. Место пункции стягивается и почти не просматривается при последующих пункциях. Сосуды можно наполнять имитатором крови. Тренажер поставляется в прочном футляре для транспортировки и хранения.

Возможности тренажера:

Возможность отработки навыков внутривенного доступа к следующим сосудам:

- наружная яремная вена;
- внутренняя яремная вена из двух доступов;
- подключичная вена;
- бедренная вена.

Ручная помпа для имитации пульса позволяет преподавателю создать ощутимый пульс в артериях манекена. Возможно устанавливать длинные катетеры. Сменные накладки (шейная и бедренная) можно заменить без использования инструментов

Комплектация:

Торс, кейс для транспортировки, имитатор крови, набор накладок (шейная и бедренная), инструкция по применению.

Дополнительно:

092001 - Сменная шейная накладка;
092003 - Сменная бедренная накладка;
092103 - Имитатор крови.