

Тренажер Laerdal Infant Airway Management Trainer для интубации у младенцев

голова, для интубации

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	голова
Назначение	для интубации
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Артикул: 250-00250

Тренажер интубации младенца Laerdal Infant Airway Management Trainer - имеет реалистичные анатомические черты трехмесячного младенца для обучения и практики интубации и восстановления проходимости дыхательных путей.

Реалистичность усиливается за счет эластичности нового материала, примененного для имитации тканей и кожи.

Особенности Infant Airway Management Trainer:

- реалистичная анатомия языка, ротоглотки, надгортанника, гортани, голосовых связок и трахеи;
- вентиляция мешком и маской;
- отработка приема Селика;
- возможность установки ларингеальной маски;
- интубация трахеи через рот и нос;
- реалистичная имитация тканей;
- правильная постановка трубки проверяется практическим тестом раздувания;
- имитация раздувания желудка.

Комплектация Infant Airway Management Trainer:

- голова младенца;
- силиконовая смазка для воздушных путей;
- руководство по использованию.