

Тренажер Laerdal Multi-Venous IV Training Arms руки с венозной сетью

рука, для инъекций

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	рука
Назначение	для инъекций
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Артикул: 270-00001 (м) / 375-50001 (ж)
Laerdal Multi-Venous IV Training Arms - реалистичный симулятор тренажер мужской или женской руки с венозной сетью, предназначенный для в/в инъекций в периферийные вены.

- 270-00001 IV Arm Kit (Мужская);
- 312029 Кожа и вены;
- 375-50001 IV Arm Kit (Женская);
- 325-00350 Кожа и вены.