

Тренажер Laerdal Neonatal Intubation Trainer для интубации у новорожденных

голова, для интубации

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	голова
Назначение	для интубации
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Артикул: 250-00101

Тренажер Laerdal Neonatal Intubation Trainer - тренажер Laerdal для интубации новорожденных позволяет осваивать навыки восстановления проходимости дыхательных путей у новорожденного. Прочная и реалистичная, эта модель позволяет обучающимся получить навыки, которые можно перенести в реальные клинические условия. Реалистичность усиливается за счет эластичности нового материала, примененного для имитации тканей и кожи.