

Тренажер Laerdal Pediatric Multi-Venous IV Training Arm Kit для внутривенных инъекций детский

рука, для инъекций

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	рука
Назначение	для инъекций
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Артикул: 375-70001

Laerdal Pediatric Multi-Venous IV Training Arm Kit - Реалистичный симулятор тренажер детской руки с венозной сетью, предназначенный для внутривенных инъекций в периферийные вены.