

Тренажер навыков внутримышечных инъекций Laerdal с беспроводным контролем

обучающая модель, для внутримышечных инъекций

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	обучающая модель
Назначение	для внутримышечных инъекций
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Тренажер навыков внутримышечных инъекций Laerdal с беспроводным контролем - для дорсоглютеальных вентроглютеальных инъекций.

Характеристики:

- модель содержит анатомически точную имитацию костного скелета и мышц;
- подставка позволяет размещать модель в различных положениях;
- покрытие изготовлено из мягкого силикона, по внешнему виду и тактильным ощущениям напоминающего кожу человека;
- после выполнения инъекции на коже не остается следов от иглы;
- возможность введения жидкости при отработке инъекций;
- система автоматического дренирования введенной жидкости;
- встроенные LED-индикаторы для обозначения костных ориентиров;
- звуковая индикация правильности выполнения инъекции;
- тренажер работает от батареи или сети переменного тока;
- тренажер укомплектован планшетным компьютером с предустановленным программным обеспечением;
- беспроводное Bluetooth-соединение тренажера с планшетом;
- возможность ведения чек-листа и настройки критериев оценки;
- возможность сохранения результатов тренировки и распечатки для последующего анализа и дебрифинга;
- возможность просмотра результатов предыдущих тренировок;
- к тренажеру прилагаются учебные видеоматериалы и инструкция по выполнению внутримышечных инъекций.

Программное обеспечение позволяет оценивать и отображать графически в режиме реального времени следующие параметры:

- выбор места инъекции;
- глубина введения иглы;
- точность выполнения инъекции.

2 режима работы тренажера:

- режим тренировки;
- режим оценки.