

Тренажер родов 3B Scientific P90 базовая версия

обучающая модель, для родовспоможения, вес 5.85 кг

3B Scientific, Венгрия



Характеристики

Тип	обучающая модель
Назначение	для родовспоможения
Режим работы	учебный
Состав	- симулятор 3B Scientific® Birthing Simulator P90 BASIC - съемная брюшная стенка с подкладкой, с основной вставкой и существующим разрезом для кесарева сечения - основной родовой канал - смазка - сборочный комплект - полностью гибкая в суставах модель плода - пуповина - плацента
Вес	5.85 кг

Дополнительные характеристики

Симуляция состояний для эффективного приобретения практических акушерских навыков:

Симулятор 3B Scientific® Birthing Simulator P90 BASIC разработан для отработки навыков ведения нормальных родов, осложненных родов и навыков ведения неотложных акушерских состояний. Симуляция акушерских состояний оказалась успешной для улучшения отработки навыков родовспоможения в соответствии с протоколом и отработки действий в неотложных ситуациях.

Определение положения плода и соответствующие манипуляции:

Вероятность осложнения в родах, как правило, будет меньше, если ненормальное положение или предлежание плода возможно определить до начала процесса родов. Когда плод находится в ненормальном положении (лицом назад, в головном предлежании), следует выполнить правильные мануальные приемы помощи в осложненных родах. Кроме этого, медперсонал должен знать, в каких случаях и как следует проводить неотложные акушерские вмешательства (например, кесарево сечение). С помощью симулятора 3B Scientific® Birthing Simulator P90 BASIC возможно увидеть, какое действие на плод в матке оказывают

мануальные приемы, и отрабатывать следующие навыки и методы родовспоможения:

- нормальные вагинальные роды;
- нормальное рождение пуповины и плаценты;
- пальпация и определение положения плода и его предлежания;
- диагноз всех нормальных и ненормальных положений и предлежаний плода (лицевое, шейное или лобное предлежание) для демонстрации обычных и осложненных родов;
- плечевая дистокция (адаптивный родовой канал и кости таза), демонстрация и действия;
- ягодичные роды (включая полное, неполное и с вытянутыми ножками, а также простое ягодичное предлежание);
- пальпация родничков плода;
- полное и неполное рождение плаценты;
- демонстрация предлежания плаценты: полное, частичное и краевое предлежание;
- выпадение пуповины;
- обвитие шеи пуповиной;
- роды посредством кесарева сечения, через существующий разрез;
- наложение зажима на пуповину и её перерезание;
- симуляция отсасывания слизи из ротовой и носовой полости младенца;
- прием Пинара;
- прием Морисо;
- пражский прием;
- прием Вудса;
- прием Рубина.

Симулятор 3B Scientific® P90 Birthing Simulator P90 BASIC обладает следующими свойствами для эффективного обучения и отработки практических акушерских навыков:

- плод, обладающий полной подвижностью в суставах, с открытым ртом, наклоняемой головой, лопаткой и анатомически правильными родничками;
- нижняя часть женского торса в натуральную величину, анатомически точные ориентиры – таз, полость таза и позвоночник;
- ручная система родов для управления поворотом плода и скоростью его рождения;
- легко изменяемое положение плода в родах, в том числе нисхождение, сгибание, разгибание, вращение внутрь и наружу, возвращение в исходное положение;
- удобная смена частей на штыревых соединениях, без применения инструментов;
- нескользящее основание и рукояти для дополнительной поддержки на столе.

Симулятор 3B Scientific® P90 BASIC сделан из мягкого винила (внутренние части – из жесткого) и силиконовой резины. Симулятор легко мыть, все части легко заменяются без инструментов (штыревые соединения).