

Тренажер Gaumard S300.100.250.РК сердечно-легочной реанимации

манекен, для интубации / для сердечно-лёгочной реанимации

Gaumard, США



Характеристики

Тип	манекен
Назначение	для интубации / для сердечно-лёгочной реанимации
Состав	- манекен - контроллер - модифицированная манжета артериального давления - кость для внутрикостных инъекций – 7 шт. - зарядное устройство - инструкция по эксплуатации

Дополнительные характеристики

Тренажер представляет собой торс с верхними и нижними конечностями взрослого мужчины с верными анатомическими ориентирами. Более подробно в разделе Документация.