

Тренажер СуперМедСквaд для выполнения лапарoцентеза и цистостомии

обучающая модель, для лапарoцентеза / для цистостомии

СуперМедСквaд ООО, Россия



Характеристики

Тип	обучающая модель
Назначение	для лапарoцентеза / для цистостомии
Комплектующие	Комплект поставки: 1. Имитация брюшной полости (для наполнения жидкостью) - 1 шт. 2. Подставка для тренажера - 1 шт. 3. Площадка магнитной фиксации элементов - 1 шт. 4. Имитация кишечника - 1 шт. 5. Магнитные фиксаторы - 6 шт. 6. Имитация мочевого пузыря - 1 шт. 7. Имитация передней брюшной стенки - 1 шт.

Дополнительные характеристики

Тренажер выполнения лапарoцентеза и цистостомии с возможностью УЗ контроля.

Тренажер отлично подойдет как для студентов, так и для начинающих специалистов, для отработки навыков по выполнению лапарoцентеза, пункции мочевого пузыря или отработки навыков установки различных дренажных систем.

Отрабатываемые навыки:

- выполнение лапарoцентеза;
- выполнение лапарoцентеза под контролем УЗ;
- отработка навыков установки малоинвазивных систем, дренирующих брюшную полость;
- отработка навыков установки малоинвазивных систем, дренирующих мочевой пузырь.