

Тренировочный коврик Э.Н.Д.О. для наложения швов

муляж ткани, для наложения швов, размер 160×160 мм

СуперМедСквад ООО, Россия



Характеристики

Тип	муляж ткани
Назначение	для наложения швов
Комплектующие	Комплект поставки: 1. Коврик тренировочный Э.Н.Д.О. для наложения швов - 1 шт. 2. Транспортировочная упаковка - 1 шт.
Размер	160×160 мм

Дополнительные характеристики

Расходный материал для отработки наложения швов в открытой и лапароскопической хирургии. Позволяет контролировать правильность наложения шва - в случае появления пилящего эффекта при вязании узлов или перетягивании узла ткань может прорезаться.

Размер: 16×16 см.