

Тренировочный ультразвуковой комплекс Volutracer O.P.U.S.

аппаратный комплекс, для ультразвуковой
диагностики

MEDGE PLATFORMS, США



Характеристики

Тип	аппаратный комплекс
Назначение	для ультразвуковой диагностики
Комплектующие	Комплект поставки: 1. Рабочая платформа - 1 шт. 2. Камера высокого разрешения с USB - 1 шт. 3. Учебный конвексный датчик - 1 шт. 4. Учебный внутрисветный датчик - 1 шт. 5. USB-ключ доступа - 1 шт. 6. Ноутбук - 1 шт. 7. Кейс пластиковый для транспортировки - 1 шт. 8. Сумка для ноутбука - 1 шт. 9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. 10.Транспортировочная упаковка - 1 шт.

Дополнительные характеристики

Тренировочный ультразвуковой комплекс Volutracer O.P.U.S. - тренировочный комплекс позволяющий обучать специалистов ультразвуковой диагностики от базовых навыков (таких как правильная постановка датчика и ориентирование в пространстве) до полных ультразвуковых исследований, основанных на данных пациентов. Так же, в тренажере предусмотрена возможность загрузки собственных ультразвуковых исследований.

Описание

Работу тренажера обеспечивает программное обеспечение с использованием технологии компьютерного зрения. Основой восприятия информации о положении датчика является камера высокого разрешения.