

Кожный антисептик Triformin D

СГР RU.77.99.88.002.Е.035067.09.11

дезинфицирующее средство, спиртосодержащее,
жидкость, фасовка: 1.0 л

Dr. Weigert Systematic Hygiene, Германия



Общие параметры

Регистрация	дезинфицирующее средство
Средство	спиртосодержащее
Состав	63.1 г изопропанол, 0.1 г бутандиол
Форма выпуска	жидкость
Фасовка	1.0 л

Назначение

Гигиеническая обработка	Да
Обработка рук хирургов	Да

Дополнительные характеристики

Triformin D – готовый к использованию жидкий дезинфектант для рук. Не оказывает вредного влияния на кожу.

Состав: изопропанол 63.1%, бутандиол 0.1%.

Хирургическая обработка рук:

Нанести 2×5 мл Триформина Д на руки и растереть так, чтобы они находились в растворе в течение 3 мин. Для эффективного воздействия на ВГБ время необходимо увеличить до 5 мин.

Гигиеническая обработка рук:

Нанести 3 мл триформина Д на руки и растирать в течение 30 сек.