

Тромбопластин капиллярный / Capillary Thromboplastin, кат. № 5506

ФСЗ 2011/11270

система открытая, для анализаторов Helena Biosciences, протромбиновое время

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Для анализаторов	Helena Biosciences
Параметр определения	протромбиновое время
Назначение	определение протромбинового времени
Фасовка	- капиллярный тромбопластин – 10 шт. × 2.5 мл - хлорид кальция (0.025M) – 10 шт. × 2.5 мл

Описание

Тромбопластин капиллярный / Capillary Thromboplastin, полученный из мозга кролика, предназначен для определения протромбинового времени и мониторинга пероральной антикоагулянтной терапии в капиллярной крови и цитратной плазме человека.

Основные характеристики:

- низкий ISI ~ 1.1;
- специально разработан для использования с капиллярной кровью и плазмой;
- происхождение из мозга кролика;
- откалиброван по международному эталонному препарату ВОЗ;
- готовый к использованию раствор.