

Трубка для энтерального питания Vygon 310.04 - 310.12

РЗН 2013/16

зонд для энтерального питания, материал
поливинилхлорид, по Шарьеру 04 CH / 05 CH / 06 CH /
07 CH / 08 CH / 09 CH / 10 CH / 12 CH, длина зонда
400 мм / 500 мм, с коннектором, с рентгеноконтрастом

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Вид	для энтерального питания
Материал	поливинилхлорид
Обозначение по Шарьеру	04 CH / 05 CH / 06 CH / 07 CH / 08 CH / 09 CH / 10 CH / 12 CH
Длина зонда	400 мм / 500 мм
Наружный диаметр трубки	1.5 мм / 1.7 мм / 2.0 мм / 2.3 мм / 2.5 мм / 3.3 мм / 4.0 мм
Цветовой код	белый / желтый / зеленый / красный / прозрачный / серый / синий / черный
Отверстия	2 шт.
Коннектор	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Стандартный зонд для энтерального питания Vygon

Стандартный зонд – оральные/назальные питающие зонды из ПВХ, с гибким коннектором типа «мама» и колпачком. Закрытый кончик, 2 латеральных отверстия. Прозрачная трубка с рентгеноконтрастной линией.

Количество в упаковке, шт: Коды 310.xx, 311.xx – 50.

Количество в упаковке, шт: Код 312.xx – 25.

Артикул: 310 / 311 / 312.

Код	Цветовой код	Внешний Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Длина, см	Размер
310.04		1.50	0.80	40	
310.05		1.70	1.00	40	
310.06		2.00	1.20	40	
310.07		2.30	1.30	40	
310.08		2.50	1.50	50	
310.09		3.30	2.00	50	
310.10		3.30	2.00	50	
310.12	Прозрачный	4.00	2.50	50	
311.04		1.50	0.80	75	
311.05		1.70	1.00	75	
311.06		2.00	1.20	75	
311.08		2.50	1.50	75	
311.10		3.30	2.00	75	
312.04		1.50	0.80	125	
312.06		2.00	1.20	125	
312.07		2.30	1.30	125	
312.08		2.50	1.50	125	
312.09		3.30	2.00	125	
312.10		3.30	2.00	125	