

Трубка для энтерального питания Vygon 311.04 - 311.10

РЗН 2013/16

зонд для энтерального питания, материал поливинилхлорид, по Шарьеру 04 СН / 05 СН / 06 СН / 08 СН / 10 СН, длина зонда 750 мм, с градуировкой, с коннектором, с рентгеноконтрастом

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Вид	для энтерального питания
Материал	поливинилхлорид
Обозначение по Шарьеру	04 СН / 05 СН / 06 СН / 08 СН / 10 СН
Длина зонда	750 мм
Наружный диаметр трубки	1.5 мм / 1.7 мм / 2.0 мм / 2.5 мм / 3.3 мм
Цветовой код	белый / зеленый / серый / синий / черный
Отверстия	2 шт.
Градуировка	Да
Коннектор	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Стандартный зонд для энтерального питания Vygon

Стандартный зонд – оральные/назальные питающие зонды из ПВХ, с гибким коннектором типа «мама» и колпачком. Закрытый кончик, 2 латеральных отверстия. Прозрачная трубка с рентгеноконтрастной линией.

Количество в упаковке, шт: Коды 310.xx, 311.xx – 50.

Количество в упаковке, шт: Код 312.xx – 25.

Артикул: 310 / 311 / 312.

Код	Цветовой код	Внешний Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Длина, см	Размер
310.04		1.50	0.80	40	
310.05		1.70	1.00	40	
310.06		2.00	1.20	40	
310.07		2.30	1.30	40	
310.08		2.50	1.50	50	
310.09		3.30	2.00	50	
310.10		3.30	2.00	50	
310.12	Прозрачный	4.00	2.50	50	
311.04		1.50	0.80	75	
311.05		1.70	1.00	75	
311.06		2.00	1.20	75	
311.08		2.50	1.50	75	
311.10		3.30	2.00	75	
312.04		1.50	0.80	125	
312.06		2.00	1.20	125	
312.07		2.30	1.30	125	
312.08		2.50	1.50	125	
312.09		3.30	2.00	125	
312.10		3.30	2.00	125	