

Эндотрахеальная трубка Intersurgical InTube армированная с манжетой

ФСЗ 2009/03551

размер 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 мм, с манжетой, армированная, без рентгеноконтрастной линии

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Размер	4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 мм
Наличие манжеты	с манжетой
Армирование	армированная
Рентгеноконтрастная линия	без рентгеноконтрастной линии