

Эндотрахеальная трубка Intersurgical InTube без манжеты

ФСЗ 2009/03551

размер 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 /
7.0 мм, без манжеты, не армированная, без
рентгеноконтрастной линии

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Размер	2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 мм
Наличие манжеты	без манжеты
Армирование	не армированная
Рентгеноконтрастная линия	без рентгеноконтрастной линии