

Эндотрахеальные трубки Vygon 5520.20 / 5516.20 педиатрические

ФС № 2006/616

размер 3.4 мм, диаметр 2.0 мм, длина 165 мм, без манжеты, не армированная, без рентгеноконтрастной линии, педиатрическая, вспомогательный просвет

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Размер	3.4 мм
Внутренний диаметр	2.0 мм
Длина	165 мм
Наличие манжеты	без манжеты
Армирование	не армированная
Рентгеноконтрастная линия	без рентгеноконтрастной линии
Педиатрическая	Да
Вспомогательный просвет	Да

Дополнительные характеристики

Эндотрахеальные трубки Vygon с дополнительный просветом – код 5516.xx (стандартные) и 5520.xx (мягкие).
Трубка мягкая из ПВХ с рентгеноконтрастной линией. Оральная/назальная интубация. Срез 37°. Адаптер 15 мм.
Маркировка.