

Эндотрахеальная трубка Intersurgical InTube с манжетой

ФСЗ 2009/03551

размер 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 /
9.5 / 10.0 мм, с манжетой, не армированная, без
рентгеноконтрастной линии



Intersurgical Ltd., Великобритания

Характеристики

Размер	4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 мм
Наличие манжеты	с манжетой
Армирование	не армированная
Рентгеноконтрастная линия	без рентгеноконтрастной линии