

Эндотрахеальные трубки Troge TRO-PULMOFLOW

МЗ РФ № 2002/493

длина 130 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 270 / 280 / 290 /
300 / 310 / 320 мм, с манжетой / без манжеты, не
армированная, с рентгеноконтрастной линией

Troge Medical GmbH, Германия



Характеристики

Длина	130 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310 / 320 мм
Наличие манжеты	с манжетой / без манжеты
Армирование	не армированная
Рентгеноконтрастная линия	с рентгеноконтрастной линией

Дополнительные характеристики

Трубка эндотрахеальная (интубационная) Troge предназначена для интубации трахеи с целью проведения ИВЛ (искусственной вентиляции легких), подачи кислородно-воздушной смеси или ингаляционного анестетика.

Трубки малого размера (внутр. Ø 2.0-4.5) с манжетой применяются для возможности более длительной интубации у детей.

- трубка эндотрахеальная (интубационная), изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ), который: сохраняет необходимый изгиб для легкой интубации, при этом на трубке не возникает излом; обеспечивает индивидуальное анатомическое соответствие трубки верхним дыхательным путям пациента.

- удобная маркировка трубки: рентгеноконтрастная полоса по всей длине облегчает определение положения трубки в дыхательных путях; нанесены деления в сантиметрах для определения глубины интубации; четко обозначенный и легко читаемый размер внутреннего диаметра трубки в миллиметрах.

- широкий ассортимент трубок: **диаметр 3.0-10.0 мм с манжетой / 2.0-10.0 мм без манжеты** позволяет подобрать трубку индивидуально в зависимости от анатомических особенностей пациента и клинической ситуации (манжета защищает от попадания желудочного содержимого в легкие, применение трубки без манжеты снижает риск аллергической реакции и механического раздражения).

- наличие высокочувствительного контрольного (пилотного) баллона с клапаном Luer и Luer-Lock соединения, позволяет определять степень раздувания манжеты в динамике.

- трубка эндотрахеальная (интубационная) имеет дополнительное отверстие на дистальном конце (глазок Мерфи), расположенное под специальным углом, что сохраняет подачу воздушной смеси в случае обтурации дистального конца трубки слизью, мокротой или при упирании дистального конца в стенку трахеи.

- закругленный дистальный конец, который имеет трубка эндотрахеальная (интубационная) TRO-PULMOFLOW, защищает от механического повреждения тканей и обеспечивает безопасность пациента.

Размеры: вн.д.: трубка эндотрахеальная (интубационная) (3.0-10.0 мм с манжетой / 2.0-10.0 мм без манжеты):
- с манжетой 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0

- без манжеты 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0

Характеристики:

- качество: СЕ;
- стерилизация: оксидом этилена;
- срок годности: 5 лет;
- упаковка: индивидуальная, стерильная блистерная;
- тип: Мерфи (1 глазок), назальный/оральный.