


Трубка медицинская аспирационная ФреБор

РЗН 2013/1011

круглый, диаметр по Шарьеру 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH, материал поливинилхлорид без фталатов, длина 480 мм / 1000 мм / 1500 мм / 2000 мм / 3000 мм, длина по заказу, твердость по Шору А65

ФреБор ПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	круглый
Обозначение по Шарьеру	14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH
Материал	поливинилхлорид без фталатов
Длина катетера	480 мм / 1000 мм / 1500 мм / 2000 мм / 3000 мм
Длина по заказу	Да
Твердость по Шору	A65

Дополнительные характеристики

Трубки медицинские поливинилхлоридные (производства ФреБор) предназначены для аспирационно-промывного лечения внутренних полостей в различных областях хирургии.

Отличительные характеристики:

Трубки медицинские поливинилхлоридные изготовлены из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов (DEHP / DOP Free). Данное сырье производится на предприятии с применением инновационных европейских материалов, разрешенных в медицинской практике.

Возможно изготовление трубок с воронкообразными насадками для использования в качестве удлинительных линий.

Эксплуатационные характеристики:

- гладкая поверхность трубки уменьшает адгезию фибрина и способствует более эффективному оттоку;
- наличие **боковых отверстий** обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки;
- **коннектируется с сифонами** для активного дренажа;
- **термопластичный** материал смягчается под воздействием температуры тела;
- индивидуальная упаковка состоит из сваренного по контуру пакета из термоформуемой многослойной пленки и газопроницаемой бумаги, на которой нанесена информация об изделии;
- стерилизация осуществляется окисью этилена в промышленных стерилизационных камерах.

Технические характеристики:

- материал - медицинский прозрачный имплантационно-нетоксичный ПВХ;
- твердость по Шору - А65;
- количество боковых отверстий - 5 шт.;
- **длина трубки** – 480 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 мм;
- стерилизация - газовая, этилен оксидом (ЭО);
- упаковочный материал – пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги.
- стерильно, апирогенно, нетоксично.
- гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 5 лет с даты изготовления.

Таблица типоразмеров:

Размер	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	В ящике, шт. (длина 480/1000 мм)
CH12	2,6	4,0	350/150
CH14	3,2	4,7	350/150
CH16	3,7	5,3	350/150
CH18	4,3	6,0	350/150
CH20	4,8	6,7	350/150
CH22	5,4	7,3	350/150
CH24	6,0	8,0	350/150
CH25	6,2	8,3	350/100
CH26	6,4	8,7	350/100
CH28	7,0	9,3	350/100
CH30	7,4	10,0	350/80
CH32	7,9	10,7	350/80