

Трахеостомическая трубка TRO-TRACHEOFLOW без манжеты

ФСЗ 2009/04477

без манжеты, без фенестрации, размеры 3.0-10.0 мм

Troge Medical GmbH, Германия



Характеристики

Манжета	без манжеты
Фенестрация	без фенестрации
Размеры	3.0-10.0 мм

Дополнительные характеристики

Трубка трахеостомическая TRO-TRACHEOFLOW – полая трубка для восстановления дыхательной функции пациента при непроходимости дыхательных путей выше трахеостомы.

Размеры: 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 мм.

Особенности и характеристики

- Без манжеты, что снижает риск аллергической реакции и механического раздражения.
- Трубки изготовлены из гладкого и термопластичного материала поливинилхлорида (ПВХ).
- Анатомически соответствуют верхним дыхательным путям пациента.
- Наличие высокочувствительного контрольного (пилотного) баллона позволяет определять степень раздувания манжеты.
- Гладкий закругленный атравматичный конец трубки защищает от механического повреждения тканей и обеспечивает безопасность пациента.
- Трубки имеют стандартный коннектор 15 мм с фиксирующими повязками.
- Индивидуальная стерильная упаковка.

Стерилизация: ЕО (оксидом этилена)

Срок хранения: 5 лет