

Трубка аспирационная гинекологическая Юнона

РЗН 2017/5478

одноразовый, прямой, □4.5 мм / 6.0 мм

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	одноразовый
Профиль	прямой
Размер	□4.5 мм / 6.0 мм

Дополнительные характеристики

Трубки аспирационные гинекологические Юнона – одноразовые полимерные полупрозрачные трубки. На дистальном конце трубок выполнен продольный паз длиной 30 мм. Края паза закруглены и сглажены.

Показания:

- прерывание беременности малых сроков методом вакуум-аспирации;
- забор материала методом вакуум-аспирации для гистологических, цитологических и других исследований состояния эндометрия.

Кат. №	Диаметр×длина	Размер паза
015	□4.5×215 мм	2.0×30 мм
016	□6.0×215 мм	2.7×30 мм