

Эндотрахеальные трубки Berotube тип Мерфи армированные с манжетой

ФСЗ 2009/05820

размер 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 /
8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 мм, с манжетой,
армированная, с рентгеноконтрастной линией

Beromed GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Размер	3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 мм
Наличие манжеты	с манжетой
Армирование	армированная
Рентгеноконтрастная линия	с рентгеноконтрастной линией

Дополнительные характеристики

Эндотрахеальные трубки Berotube тип Мерфи предназначены для интубации трахеи через нос или рот при оказании анестезиологического пособия.

Характеристика:

- изготовлены из силиконизированного ПВХ медицинского назначения
- обладают термосенситивными свойствами (принимают конфигурацию трахеи под действием температуры тела пациента)
- трубки снабжены стандартным коннектором (диаметр 15 мм) из ПВХ с удобным упором
- вспомогательный (пилотный) баллон для постоянного контроля давления в манжете
- оснащены рентгеноконтрастной полосой по всей длине
- гладкий закругленный конец трубки (атравматичная интубация)
- дополнительное боковое отверстие на конце трубки, тип Мерфи
- маркировка, позволяющая контролировать глубину интубации
- стерильно, для однократного применения

Размеры трубок:

без манжеты 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0

с манжетой (низкое давление/большой объем) 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0

Транспортная упаковка: 100 штук

Внутренняя упаковка: 10 штук

Стерильно.

Срок годности: 5 лет