

Эндотрахеальные трубки Verotube тип Мерфи без манжеты

ФСЗ 2009/05820

размер 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0
мм, без манжеты, не армированная, с
рентгеноконтрастной линией

Beromed GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Размер	2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 мм
Наличие манжеты	без манжеты
Армирование	не армированная
Рентгеноконтрастная линия	с рентгеноконтрастной линией

Дополнительные характеристики

Эндотрахеальные трубки Verotube тип Мерфи предназначены для интубации трахеи через нос или рот при оказании анестезиологического пособия.

Характеристика:

- изготовлены из силиконизированного ПВХ медицинского назначения
- обладают термосенситивными свойствами (принимают конфигурацию трахеи под действием температуры тела пациента)
- трубки снабжены стандартным коннектором (диаметр 15 мм) из ПВХ с удобным упором
- вспомогательный (пилотный) баллон для постоянного контроля давления в манжете
- оснащены рентгенконтрастной полосой по всей длине
- гладкий закругленный конец трубки (атравматичная интубация)
- дополнительное боковое отверстие на конце трубки, тип Мэрфи
- маркировка, позволяющая контролировать глубину интубации
- стерильно, для однократного применения

Размеры трубок:

без манжеты 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0

с манжетой (низкое давление/большой объем) 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0

Транспортная упаковка: 100 штук

Внутренняя упаковка: 10 штук

Стерильно.

Срок годности: 5 лет