


Трубка для дренирования желчных путей Т-образная МедСил

ФСР 2009/06539

Т-образный, материал силикон, длина 240 мм, без троакара

МедСил ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	Т-образный
Материал	силикон
Длина катетера	240 мм
Без троакара	Да

Дополнительные характеристики

Предназначены для дренирования желчных путей в хирургических отделениях клиник и больниц.

Технические характеристики:

- трубки Т-образные представляют из себя две соединенные трубки под углом 90°;
- У-образные - три соединенные между собой трубки, угол между двумя концами - 90°, а углы между каждым концом и наружным коленом - 135°.