


Трубка для дренирования желчных путей У-образная МедСил

ФСР 2009/06539

У-образный, материал силикон, длина 200 мм, без троакара

МедСил ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	У-образный
Материал	силикон
Длина катетера	200 мм
Без троакара	Да

Дополнительные характеристики

Предназначены для дренирования желчных путей в хирургических отделениях клиник и больниц.

Технические характеристики:

- трубки Т-образные представляют из себя две соединенные трубки под углом 90°;
- У-образные - три соединенные между собой трубки, угол между двумя концами — 90°, а углы между каждым концом и наружным коленом - 135°.