

Цемент костный рентгеноконтрастный Synicem Cranioplastie

ФСЗ 2012/11776

цемент, для краниопластики, применение дигитальное (пальцевидное), акрил, 30 г акрилового сухого порошка на 17 мл жидкости, стерильный

SYNIMED s.a.r.l., Франция



Характеристики

Тип	цемент
Назначение	для краниопластики
Применение	дигитальное (пальцевидное)
Состав	акрил
Пропорции для введения за указанное время	30 г акрилового сухого порошка на 17 мл жидкости
Стерильный	Да

Описание

Хирургический стерильный цемент для краниопластики и восстановления костей (черепа). Каждая доза содержит: 1 ампула с 17 мл жидкости и 30 г акрилового сухого порошка, стерилизованного оксидом этилена.