


Центральный венозный катетер Biometrix Centra-Line HH

РЗН 2017/5282

4-канальный, стандартный, размер катетера 8.5F,
длина катетера 15 см / 20 см / 30 см

Biometrix Limited, Израиль



Характеристики

Тип	4-канальный
Вид	стандартный
Размер катетера	8.5F
Длина катетера	15 см / 20 см / 30 см

Описание

Centra-Line HH – четырехпросветные наборы для центрального венозного доступа.

Базовый состав наборов Centra-Line HH:

- Рентгеноконтрастный полиуретановый катетер
- Маркированный проводник (0.032") с J-образным кончиком
- Проводниковая игла 18G × 7 см
- Расширитель
- Скальпель
- Шприц 5 мл

Код	Описание	Скорость потока
Centra-Line HH		
HH-8515	4 просвета, 8.5Fr × 15 см	59-31-95-27 мл/мин
HH-8516*	4 просвета, 8.5Fr × 15 см	59-31-95-27 мл/мин
HH-8520	4 просвета, 8.5Fr × 20 см	57-26-90-26 мл/мин
HH-8521*	4 просвета, 8.5Fr × 20 см	57-26-90-26 мл/мин
HH-8530	4 просвета, 8.5Fr × 30 см	45-19-73-18 мл/мин
Centra-Line HH-I (с Y-образной иглой)		
HH-I8515	4 просвета, 8.5Fr × 15 см	59-31-95-27 мл/мин
HH-I8520	4 просвета, 8.5Fr × 20 см	57-26-90-26 мл/мин
HH-I8530	4 просвета, 8.5Fr × 30 см	45-19-73-18 мл/мин
Centra-Line HH-E (с Y-образной иглой и безигольным доступом)		
HH-E8515	4 просвета, 8.5Fr × 15 см	59-31-95-27 мл/мин
HH-E8516*	4 просвета, 8.5Fr × 15 см	59-31-95-27 мл/мин
HH-E8520	4 просвета, 8.5Fr × 20 см	57-26-90-26 мл/мин
HH-E8521*	4 просвета, 8.5Fr × 20 см	57-26-90-26 мл/мин
HH-E8530	4 просвета, 8.5Fr × 30 см	45-19-73-18 мл/мин
Centra-Line HH-R (с безигольным доступом и шприцом быстрого введения)		
HH-R8515*	4 просвета, 8.5Fr × 15 см	59-31-95-27 мл/мин
HH-R8520*	4 просвета, 8.5Fr × 20 см	57-26-90-26 мл/мин
HH-R8530*	4 просвета, 8.5Fr × 30 см	45-19-73-18 мл/мин

* Набор содержит 0.035" нитиноловый проводник