


Центральный венозный катетер Biometrix Centra-Line NJ (для детей)

РЭН 2017/5282

3-канальный, педиатрический, размер катетера 5.5F,
длина катетера 8 см / 13 см / 30 см

Biometrix Limited, Израиль



Характеристики

Тип	3-канальный
Вид	педиатрический
Размер катетера	5.5F
Длина катетера	8 см / 13 см / 30 см

Описание

Centra-Line NJ для детей – трехпросветные наборы для центрального венозного доступа.

Базовый состав наборов Centra-Line NJ для детей:

- Рентгеноконтрастный полиуретановый катетер
- Маркированный проводник (0.018") с J-образным кончиком
- Проводниковая игла 21G × 3.8 см
- Расширитель
- Скальпель
- Шприц 5 мл

Код	Описание	Скорость потока
Centra-Line HJ для детей		
HJ-5008	3 просвета, 5.5Fr × 8 см	25-18-18 мл/мин
HJ-5013	3 просвета, 5.5Fr × 13 см	21-13-13 мл/мин
HJ-5030	3 просвета, 5.5Fr × 30 см	18-8-8 мл/мин
Centra-Line HJ-E для детей (с безигольным доступом)		
HJ-E5008	3 просвета, 5.5Fr × 8 см	25-18-18 мл/мин
HJ-E5013	3 просвета, 5.5Fr × 13 см	21-13-13 мл/мин
HJ-E5030	3 просвета, 5.5Fr × 30 см	18-8-8 мл/мин
Centra-Line HJ-R для детей (с безигольным доступом и шприцом быстрого введения)		
HJ-R5008*	3 просвета, 5.5Fr × 8 см	25-18-18 мл/мин
HJ-R5013*	3 просвета, 5.5Fr × 13 см	21-13-13 мл/мин
HJ-R5030*	3 просвета, 5.5Fr × 30 см	18-8-8 мл/мин

* Набор содержит 0.019" нитиноловый проводник