


Центральный венозный катетер Biometrix Centra-Line НК (для детей)

РЗН 2017/5282

2-канальный, педиатрический, размер катетера 4F / 5F, длина катетера 5 см / 8 см / 13 см / 30 см

Biometrix Limited, Израиль



Характеристики

Тип	2-канальный
Вид	педиатрический
Размер катетера	4F / 5F
Длина катетера	5 см / 8 см / 13 см / 30 см

Описание

Centra-Line НК для детей – двухпросветные наборы для центрального венозного доступа.

Базовый состав наборов Centra-Line НК для детей:

- Рентгеноконтрастный полиуретановый катетер
- Маркированный проводник (0.018") с J-образным кончиком
- Проводниковая игла 21G × 3.8 см
- Расширитель
- Скальпель
- Шприц 5 мл

Код	Описание	Скорость потока
Centra-Line НК для детей		
НК-4005	2 просвета, 4Fr × 5 см	27-22 мл/мин
НК-4008	2 просвета, 4Fr × 8 см	26-18 мл/мин
НК-4013	2 просвета, 4Fr × 13 см	22-12 мл/мин
НК-4030	2 просвета, 4Fr × 30 см	10-6 мл/мин
НК-5006	2 просвета, 5Fr × 6 см	38-45 мл/мин
НК-5008	2 просвета, 5Fr × 8 см	36-36 мл/мин
НК-5013	2 просвета, 5Fr × 13 см	30-22 мл/мин
НК-5020	2 просвета, 5Fr × 20 см	26-18 мл/мин
Centra-Line НК-Е для детей (с безигольным доступом)		
НК-Е4005	2 просвета, 4Fr × 5 см	27-22 мл/мин
НК-Е4008	2 просвета, 4Fr × 8 см	26-18 мл/мин
НК-Е4013	2 просвета, 4Fr × 13 см	22-12 мл/мин
НК-Е5006	2 просвета, 5Fr × 6 см	38-45 мл/мин
НК-Е5008	2 просвета, 5Fr × 8 см	36-36 мл/мин
НК-Е5013	2 просвета, 5Fr × 13 см	30-22 мл/мин
Centra-Line НК-R для детей (с безигольным доступом и шприцом быстрого введения)		
НК-R4005*	2 просвета, 4Fr × 5 см	27-22 мл/мин
НК-R4008*	2 просвета, 4Fr × 8 см	26-18 мл/мин
НК-R4013*	2 просвета, 4Fr × 13 см	22-12 мл/мин
НК-R4030*	2 просвета, 4Fr × 30 см	10-6 мл/мин
НК-R5006*	2 просвета, 5Fr × 6 см	38-45 мл/мин
НК-R5008*	2 просвета, 5Fr × 8 см	36-36 мл/мин
НК-R5013*	2 просвета, 5Fr × 13 см	30-22 мл/мин
НК-R5020*	2 просвета, 5Fr × 20 см	26-18 мл/мин

* Набор содержит 0.019" нитиноловый проводник