


Центральный венозный катетер Biometrix Centra-Line HK

РЗН 2017/5282

2-канальный, стандартный, размер катетера 7F / 7.5F,
длина катетера 15 см / 20 см / 30 см

Biometrix Limited, Израиль



Характеристики

Тип	2-канальный
Вид	стандартный
Размер катетера	7F / 7.5F
Длина катетера	15 см / 20 см / 30 см

Описание

Centra-Line HK – двухпросветные наборы для центрального венозного доступа.

Базовый состав наборов Centra-Line HK:

- Рентгеноконтрастный полиуретановый катетер
- Маркированный проводник (0.032") с J-образным кончиком
- Проводниковая игла 18G × 7 см
- Расширитель
- Скальпель
- Шприц 5 мл

Код	Описание	Скорость потока
Centra-Line HK		
HK-7015	2 просвета, 7Fr × 15 см	91-70 мл/мин
HK-7016*	2 просвета, 7Fr × 15 см	91-70 мл/мин
HK-7020	2 просвета, 7Fr × 20 см	85-54 мл/мин
HK-7021*	2 просвета, 7Fr × 20 см	85-54 мл/мин
HK-7030	2 просвета, 7Fr × 30 см	66-44 мл/мин
HK-X7015	2 просвета, 7.5Fr × 15 см	113-63 мл/мин
HK-X7020	2 просвета, 7.5Fr × 20 см	108-51 мл/мин
HK-X7030	2 просвета, 7.5Fr × 30 см	85-36 мл/мин
Centra-Line HK-I (с Y-образной иглой)		
HK-I7015	2 просвета, 7.5Fr × 15 см	113-63 мл/мин
HK-I7020	2 просвета, 7.5Fr × 20 см	108-51 мл/мин
HK-I7030	2 просвета, 7.5Fr × 30 см	85-36 мл/мин
Centra-Line HK-E (с Y-образной иглой и безигольным доступом)		
HK-E7015	2 просвета, 7.5Fr × 15 см	113-63 мл/мин
HK-E7016*	2 просвета, 7.5Fr × 15 см	113-63 мл/мин
HK-E7020	2 просвета, 7.5Fr × 20 см	108-51 мл/мин
HK-E7021*	2 просвета, 7.5Fr × 20 см	108-51 мл/мин
HK-E7030	2 просвета, 7.5Fr × 30 см	85-36 мл/мин
Centra-Line HK-R (с безигольным доступом и шприцом быстрого введения)		
HK-R7016*	2 просвета, 7Fr × 15 см	91-70 мл/мин
HK-R7021*	2 просвета, 7Fr × 20 см	85-54 мл/мин
HK-R7031*	2 просвета, 7Fr × 30 см	85-36 мл/мин

* Набор содержит 0.035" нитиноловый проводник