

Центральный венозный катетер Biometrix Centra-Line НО (для детей)

РЗН 2017/5282

1-канальный, педиатрический, размер катетера 2F / 3F, длина катетера 8 см / 10 см / 13 см / 15 см / 20 см

Biometrix Limited, Израиль



Характеристики

Тип	1-канальный
Вид	педиатрический
Размер катетера	2F / 3F
Длина катетера	8 см / 10 см / 13 см / 15 см / 20 см

Описание

Centra-Line НО для детей – однопросветные наборы для центрального венозного доступа.

Базовый состав наборов Centra-Line НО для детей:

- Рентгеноконтрастный полиуретановый катетер
- Маркированный проводник с J-образным кончиком
- Проводниковая игла 20G × 4.0 см
- Расширитель
- Скальпель
- Шприц 5 мл

Код	Описание	Скорость потока
Centra-Line НО для детей		
НО-9010	1 просвет, 20Ga × 10 см	21 мл/мин
НО-9013	1 просвет, 20Ga × 13 см	19 мл/мин
НО-9015	1 просвет, 20Ga × 15 см	18 мл/мин
НО-9020	1 просвет, 20Ga × 20 см	16 мл/мин
НО-7008	1 просвет, 24Ga × 8 см	10 мл/мин
НО-7015	1 просвет, 24Ga × 15 см	9 мл/мин
НО-7020	1 просвет, 24Ga × 20 см	8 мл/мин
Centra-Line НО-R для детей (с шприцом быстрого введения)		
НО-R7008*	1 просвет, 24Ga × 8 см	10 мл/мин
НО-R7015*	1 просвет, 24Ga × 15 см	9 мл/мин
НО-R9010*	1 просвет, 20Ga × 10 см	21 мл/мин
НО-R9013*	1 просвет, 20Ga × 13 см	19 мл/мин
НО-R9015*	1 просвет, 20Ga × 15 см	18 мл/мин
НО-R9020*	1 просвет, 20Ga × 20 см	16 мл/мин

* Набор содержит 0.019" нитиноловый проводник