


Центральный венозный катетер Biometrix Centra-Line HO

РЗН 2017/5282

1-канальный, стандартный, размер катетера 4F / 5F / 6F, длина катетера 15 см / 20 см / 30 см

Biometrix Limited, Израиль



Характеристики

Тип	1-канальный
Вид	стандартный
Размер катетера	4F / 5F / 6F
Длина катетера	15 см / 20 см / 30 см

Описание

Centra-Line HO – одноросветные наборы для центрального венозного доступа.

Базовый состав наборов Centra-Line HO:

- Рентгеноконтрастный полиуретановый катетер
- Маркированный проводник (0.032") с J-образным кончиком
- Проводниковая игла 18G × 7 см
- Расширитель
- Скальпель
- Шприц 5 мл

Код	Описание	Скорость потока
Centra-Line HO		
HO-4015	1 просвет, 14Ga × 15 см	144 мл/мин
HO-4020	1 просвет, 14Ga × 20 см	127 мл/мин
HO-4030	1 просвет, 14Ga × 30 см	112 мл/мин
HO-6030	1 просвет, 16Ga × 15 см	67 мл/мин
HO-6015	1 просвет, 16Ga × 20 см	56 мл/мин
HO-6020	1 просвет, 16Ga × 30 см	48 мл/мин
HO-8015	1 просвет, 18Ga × 15 см	36 мл/мин
HO-8020	1 просвет, 18Ga × 20 см	30 мл/мин
Centra-Line HO-I (с Y-образной иглой)		
HO-I4015	1 просвет, 14Ga × 15 см	144 мл/мин
HO-I4020	1 просвет, 14Ga × 20 см	127 мл/мин
HO-I4030	1 просвет, 14Ga × 30 см	112 мл/мин
HO-I6015	1 просвет, 16Ga × 15 см	67 мл/мин
HO-I6020	1 просвет, 16Ga × 20 см	56 мл/мин
HO-I6030	1 просвет, 16Ga × 30 см	48 мл/мин
Centra-Line HO-E (с Y-образной иглой и безигольным доступом)		
HO-E4015	1 просвет, 14Ga × 15 см	144 мл/мин
HO-E4020	1 просвет, 14Ga × 20 см	127 мл/мин
HO-E4030	1 просвет, 14Ga × 30 см	112 мл/мин
HO-E6015	1 просвет, 16Ga × 15 см	67 мл/мин
HO-E6020	1 просвет, 16Ga × 20 см	56 мл/мин
HO-E6030	1 просвет, 16Ga × 30 см	48 мл/мин
Centra-Line HO-R (с безигольным доступом и шприцом быстрого введения)		
HO-R4016*	1 просвет, 14Ga × 15 см	144 мл/мин
HO-R4021*	1 просвет, 14Ga × 20 см	127 мл/мин
HO-R4031*	1 просвет, 14Ga × 30 см	112 мл/мин
HO-R6016*	1 просвет, 16Ga × 15 см	67 мл/мин

HO-R6021*	1 просвет, 16Ga × 20 см	56 мл/мин
HO-R6031*	1 просвет, 16Ga × 30 см	48 мл/мин
HO-R8016*	1 просвет, 18Ga × 15 см	36 мл/мин
HO-R8021*	1 просвет, 18Ga × 20 см	30 мл/мин

* Набор содержит 0.035" нитиноловый проводник