

Центрифуга лабораторная Hettich EBA 200

РЗН 2018/7958

6000 об/мин, ускорение 3461 g, дисплей

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Скорость вращения	6000 об/мин
Ускорение	3461 g
Дисплей	Да
Размеры	228x261x353 мм
Масса	9 кг

Описание

Центрифуга лабораторная EBA 200 – миниатюрная настольная центрифуга лабораторная EBA 200 Hettich GmbH с фиксированным ротором (входит в комплект), вмещающим стандартные пробирки для крови и мочи объемом до 15 мл.

Технические данные:

Наименование параметра	EBA 200	EBA 200S
Скорость вращения, об/мин	200-6000	500-8000
Макс. фактор разделения, g	3461	6153
Угловой ротор	на 8x15 мл пробирок размером до Ø17x120 мм (E1624)	на 8x15 мл пробирок размером до Ø17,7x88 мм (E1624)
Таймер	1-99 мин. с шагом 1 мин.	1-99 мин. с шагом 1 мин.
Режимы работы	импульсный, непрерывный	
Управление	микропроцессорное	
Дисплей	для отображения времени и скорости/фактора	
Питание сети, В/ Гц	200-240/50 - 60	
Потребляемая мощность, Вт	100	140
Уровень шума, дБ	≤50	≤54
Условия эксплуатации	Влажность 30-85%. Температура +10...+40□	
Габариты / масса	228x261x353 мм / 9 кг	228x261x353 мм / 11 кг